



RÖNTGENAKTION



VistaVox S

3D- und 2D-Röntgenaufnahmen in hervorragender Bildqualität

- hervorragende OPG-Bildqualität dank S-Pan-Technologie und CsI-Sensor
- ideales 3D-Abbildungsvolumen in Kieferform
- Volumen mit 100 mm x 85 mm zeigt sogar den diagnostischen Bereich eines 130er Volumens
- reduzierte Strahlendosis durch anatomisch angepasstes Volumen
- bis zu 62 % weniger Dosis im SQ-Modus
- moderne, ergonomische Bildverarbeitungssoftware VistaSoft



VistaPano S

Digitales Panoramaröntgengerät mit S-Pan Technologie

- 17 Röntgenprogramme
- 4 Kinderprogramme: Aufnahmemodus mit verkleinertem Belichtungsbereich und Dosisreduzierung um 45 – 56 %
- bedienerfreundliches 7"-Touch-Display
- einfaches Speichern oder Versenden per E-Mail von Bildern
- praktische Nutzung der Bilddaten auch auf iPad möglich
- mit bewährter Dürr Dental Imaging-Software

Innovative S-Pan Technologie von Dürr Dental erzeugt ein Panoramabild in bestmöglicher Schärfe, die durch das automatische Zusammensetzen der am besten fokussierten Einzelfragmente erzielt wird.

5 Jahre* Garantie inklusive!

*2 Jahre Vollgarantie, 3 weitere Jahre auf Sensor und Scanner



VistaScan Mini View

kompakt, schnell und flexibel!

- höchste Bildqualität
- hochauflösendes Touch-Display
- ScanManager für optimalen Praxis-Workflow
- für alle intraoralen Formate
- Sicherheit durch internen Speicher
- WLAN-fähig
- Stand-Alone-Betrieb möglich
- mit bewährter Dürr Dental Imaging-Software



VistaIntra DC

Intraoraler Röntgenstrahler

- perfekt abgestimmt auf Speicherfolie und Sensor
- einfaches Bedienkonzept
- hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer der Röntgenröhre
- konstante Strahlung
- mA- und kV-Werte variabel einstellbar
- DC-Strahler mit 0,4 mm Brennfleck
- DAP (Dosisflächenproduktanzeige) nach Exposition
- modernes, schlankes Design für einfache und genaue Positionierung
- in drei Arbeitslängen lieferbar von 1.670 – 2.120 mm

Aktionsangebot
EUR
58.490,00

zzgl. MwSt.

Aktionsangebot
EUR
30.990,00

zzgl. MwSt.

Selbstverständlich können Sie jedes der Geräte einzeln erwerben. Für Fragen stehen Ihnen unsere Dentalfachberater zu Verfügung! Preise verstehen sich zuzüglich Montage, Lieferung und Abnahmeprüfung sowie 20 % MwSt.

Abbildungen sind beispielhaft. Alle Preise in EURO zuzüglich 20 % Mehrwertsteuer, ohne Abzug. Lieferung und Montage sind nicht im Preis begriffen. Diese führen wir aber gegen Berechnung gerne durch. Das gilt auch für die bei Röntgengeräten erforderliche Abnahmeprüfung, EDV-Installation und Prüfkörper. Da es sich um Einzelstücke handelt, ist eine Reservierung nicht möglich. Zwischenverkauf vorbehalten. Es gelten die aktuellen allgemeinen Verkaufs- und Leistungsbedingungen der dental bauer GmbH & Co. KG (AGB), welche im Internet jederzeit eingesehen werden können. Irrtum und Satzfehler vorbehalten.

dental bauer GmbH & Co. KG
Niederlassung Graz
Feldkirchner Straße 11-15, 8054 Seiersberg
Tel. +43 316 281616-0
Fax +43 316 281616-99



RÖNTGENAKTION



PaX-i HD+

Das PaX-i HD+ ist das digitale HighEnd OPG mit Vollaustattung. Autofocus und ultra HD Option bieten höchste Bildqualität. Die Spezialprogramme [TMJ/Sinus/Bissflügel] sind für Profis mit höchsten Ansprüchen.

- High-End OPG mit Autofokus HD/UHD
- Sinus und TMJ Funktion
- 5 Layer Free Scroll
- ibyzz Software für das iPad
- iPad
- WLAN Router

5 Jahre* Garantie inklusive!

*2 Jahre Vollgarantie, 3 weitere Jahre auf Sensor und Scanner

Paket 1 Scanner



x-on[®] scan

- PaX-i HD+
- x-on Scan: kompakter Speicherfolien-scanner, 10 Sek. Scanzeit, 4 Bildgrößen, intuitive Bedienung

oder

Paket 2 Sensor



EzSensor HD

- PaX-i HD+
- EzSensor HD Gr. 1: Hochauflösender Digitalsensor, 34 lp/mm bei 14,8 µm, direkter USB-Anschluss, 2 Größen inkl. Router und iPad 32 GB

Aktionsangebot
EUR
21.490,00

zzgl. MwSt.

Preise verstehen sich zzgl. Montage, Lieferung, und Abnahmeprüfung sowie 20 % MwSt.

dental bauer GmbH & Co. KG
Niederlassung Graz
Feldkirchner Straße 11-15
8054 Seiersberg

Tel. +43 316 281616-0
Fax +43 316 281616-99
E-Mail graz@dentalbauer.at
www.dentalbauer.at

Telefon
0316
281616-0

www.
dentalbauer.at

RAUSVERKAUF 01 | 2021

Wir räumen unsere Lager!



A 1 **Freuding Oberschrank.** Funktions-hängeschrank „White“ 1500, Maße: B 1500 x H 400 x T 315 mm
jetzt EUR 1.988,00

A 2 **Freuding 4er-Zeile.** 4er-Möbelzeile „White“, Maße: B 2036 x H 880 x T 600 mm
jetzt EUR 5.400,00

A 3 **702548 misca sensorge-steuerte Armatur „3in1“-System.** Mit dem misca CLASSIC „3in1“-System komplett berührungslos für ein ultimatives, keimfreies Handwascherlebnis. Problemlos Seife, Wasser und Desinfektion.
jetzt EUR 1.295,00

A 4 **Salli SwingFit Sattelhocker.** Zweigeteilte, bewegliche Behandlungseinheit, Schwingbühlmodell mit großem Touch-Expert-Bedienmodell. Bestückt mit 2 LED-Mikromotoren „Bien Air“, 1 LED Ultraschall „EMS“ No-Pain, 1 Lichtturbinenlinie, 1x 6F-Spritze. LED-OP-Leuchte, Helferinnenelement höhenverstellbar mit 2 Saugschläuchen. Inkl. Funkfußcontroller und pneumatischer Kopfstütze, Supersoft Polsterung. LVP EUR 37.424,00
jetzt EUR 699,00

A 5 **Ancar TD800.** Sattelhocker, Sitzhöhe mit Handhebel verstellbar LVP EUR 780,00
jetzt EUR 590,00

A 6 **Ancar SD300 Touch Expert.** Hochwertig ausgestattete Behandlungseinheit, Schwingbühlmodell mit großem Touch-Expert-Bedienmodell. Bestückt mit 2 LED-Mikromotoren „Bien Air“, 1 LED Ultraschall „EMS“ No-Pain, 1 Lichtturbinenlinie, 1x 6F-Spritze. LED-OP-Leuchte, Helferinnenelement höhenverstellbar mit 2 Saugschläuchen. Inkl. Funkfußcontroller und pneumatischer Kopfstütze, Supersoft Polsterung. LVP EUR 37.424,00
jetzt EUR 26.450,00

A Ausstellungsgesetz
G Gebrauchtgerät

Telefon
0316
281616-0

www.
dentalbauer.at

Jetzt zugreifen!


BEHANDLUNG



G **DKL Einheit.** Instrumententisch bestückt mit Sprayvit, 1x Mikromotor, Turbinenlinie, 2x Saugschlauch. Instrumententisch links und rechts neben dem Patientenstuhl positionierbar. LED-OP-Leuchte inklusive. Speibecken mit Edelstahlsäule. Vorbereitet für zentralen Amalgamscheider. Wasserversorgung mit integrierten Bottle-System. LVP EUR 28.743,00 jetzt **EUR 19.750,00**



A **741530 Ancar SD 735.** Arbeitsplatz aus robuster antikorrosiver Aluminiumlegierung. Höhenverstellbarer Patientenstuhl mit 90° Kniebeugewinkel. Steuerbar über Kreuzfußschalter an der Stuhlbasis und Fußanlasser der Behandlungseinheit. Pneumatische Kopfstütze, 2 Armlehnen und Super-Soft-Polsterung. Behandlungseinheit bestückt mit 1 Mehrfunktionsspritze, 1 Lichtturbinenlinie, 2 borstenlose Lichtmikromotore und 1 EMS NoPain-Ultraschallhandstück mit Licht. Touchpad-Steuerung, Funkfußanlasser, LED-OP-Leuchte, Helferinnenelement mit 2 Saugschläuchen. Vorbereitet für Nassabsaugung. LVP EUR 41.382,00 jetzt **EUR 24.990,00**



A **302789 Dentsply Sirona Sinus VSB.** Behandlungseinheit mit manueller Verschiebehahn. Arztelelement mit Sprayvit, 2 Mikromotoren, Turbinenlinie und ZEG. Helferinnenelement mit Sprayvit und 2 Saugschläuchen. Schwebetischtray, LED-OP-Leuchte und Funkfußanlasser. Sision mit Intraoral-Kamera und Monitor. Vorbereitet für zentralen Amalgamscheider. Inkl. 2 Hugo-Hocker. LVP EUR 60.390,00 jetzt **EUR 34.990,00**



Neues Licht für Ihre Praxis. Austauschaktion alt gegen neu. Tauschen Sie die Lampe Ihrer Behandlungseinheit gegen diese LED-OP-Leuchte (vorbehaltlich technischer Umsetzung) jetzt **EUR 2.790,00**



A **Ruco Quadro 120 DALI dimmbar.** LED-Flächenleuchte Quadro Flat für Pendelmontage. Gehäuse aus Aluminiumprofil, dimmbar DALI, quaratisch 1.157 mm x 1.157 mm x 50 mm. LVP EUR 2.120,00 jetzt **EUR 1.790,00**

RÖNTGEN



A **701171 Sirona Orthophos SL 3D 11x10.** Dank innovativem DCS-Sensor mit Autofokus-Funktion und SL-Technologie deckt der Orthophos SL selbst höchste Ansprüche an die 2D-Bildqualität ab und liefert Panoramaaufnahmen in unvergleichlicher Zeichenschärfe. Bei 3D entscheiden Sie, je nach rechtfertigender Indikation, zwischen einem 5 cm x 5 cm, 8 cm x 8 cm oder 11 cm x 10 cm Volumen. (Symbolfoto). LVP EUR 99.900,00 jetzt **EUR 64.990,00**



G **Orthophos XG 3D ready Ceph.** Hochwertiges OPG und Fernröntgen mit Linksausleger. Inklusive Sidexis-Röntgensoftware. jetzt **EUR 12.990,00**

inklusive Fernröntgen



A **680568 Röntgenhocker 4050.** Röntgen-Wandklappstuhl, Sitz mit stabiler Bodenabstützung und hochklappbar, Rückenlehne ergonomisch gepolstert, Rückenlehne mit integriertem Haftband für stufenlose Kopfstützenverstellung, Farbe blau

A **685751 Keilkopfstütze zu Röntgenhocker 4050.** Farbe blau LVP EUR 608,00 jetzt **EUR 438,00**



G **Carestream CS 7600 und Carestream CS 8100.** Digitales Panoramaröntgengerät inklusive Röntgen-Software. Das Gerät verfügt über verschiedene OPG-Programme. Der CS 7600 ist ein Speicherfolienscanner für intraorale Bildformate. jetzt **EUR 9.990,00**



G **360364 Vista Scan Combi Plus.** Speicherfolienscanner für extraorale und intraorale Bildformate. Mit integrierter Löscheinrichtung. Kompatibel mit allen gängigen Röntgengeräten. DBS-Win Bildbearbeitungssoftware inklusive, kompatibel mit allen gängigen Praxisverwaltungsprogrammen. jetzt **EUR 3.900,00**

A Ausstellungsgerät
G Gebrauchtgerät

HYGIENE / STERILISATION / PROPHYLAXE

A **HDRT-00859 INOX Zeile.** Möbelkonzept aus Edelstahl für Ihren Aufbereitungsraum. Breite 370 cm. Inklusive Oberschrank für verschiedene Spedersysteme (Desinfektion, Seife, Munschutzhandschuhe, etc.) LVP EUR 17.849,00 jetzt **EUR 14.749,00**

A **476656 Hygasonic Ultraschallbad.** Beheizbares Ultraschallgerät mit einem Wannenvolumen von 2,75 Liter für die schnell gründliche Reinigung von Instrumenten, Hilfsmitteln, Prothesen etc. Im Preis nicht inbegriffen: Deckel aus Kunststoff, Einsatzkorb Edelstahl, Tauchkorb Edelstahl und Glas-Set. LVP EUR 765,00 jetzt **EUR 643,00**

A **203729 Melatherm 10 Evolution.** Thermodesinfektor mit großem Smart Touch-Display und hilfreichen Video-Tutorials, Aqua-Boost-Technologie, Aktive Trocknung, Dokumentationen per CF-Card und Netzwerk. Ohne Körbe. LVP EUR 9.753,00 jetzt **EUR 7.990,00**

A **757912 DAC Universal Touch.** Der DAC Universal reinigt, ölt und sterilisiert 6 Übertragungsinstrumente – vollautomatisch per Knopfdruck zum Schutz Ihrer Patienten. Mit grafischem Display. LVP EUR 6.790,00 jetzt **EUR 5.690,00**

A **752727 Rollenhalter Komfort.** LVP EUR 120,00 jetzt **EUR 99,00**



A **5** **704555 SiroSeal Premium.** Reproduzierbares und validierbares Siegelgerät, LCD-Display mit LED-Statusanzeige, Überwachung und Dokumentation. Aufheizzeit von 90 Sekunden und 3 Sekunden Siegelzeit. LVP EUR 1.190,00 jetzt **EUR 1.072,00**

A **6** **402332 Melag Vacuklav 40B-Evolution.** Klasse „B“ Schnellsterilisateur mit automatischer Wasseraufbereitung und Prozessdokumentation. Inklusive Melation. 40 Wasseraufbereitung, Tablets und Melafash Speicherkarte. LVP EUR 10.832,00 jetzt **EUR 7.990,00**

A **7** **Volldigitale Hygienedokumentation** mit Software und Hardware. Integration vieler Geräte möglich. **Preis auf Anfrage**



A **759959 Smartlite Pro Intro Kit.** Modulare LED-Polymerisationslampe. LVP EUR 1.426,00 jetzt **EUR 1.299,00**



A **564619 Jolie Geräte Cart weiß.** Loran Gerätewagen in weiß. LVP EUR 299,00 jetzt **EUR 239,00**

A **739258 EMS AIRFLOW Prophylaxis Station.** Die hochkompakte All-in-One Prophylaxestation. LVP EUR 960,00 jetzt **EUR 790,00**

A **738825 Airflow Prophylaxis Master.** Das neue Gerät von EMS ist ein Game Changer, der es ermöglicht, die Guided Biofilm Therapie durchzuführen. Des Weiteren verfügt es über Piezo No Pain. LVP EUR 7.990,00 jetzt **EUR 6.990,00**



A **700271 Lasoft 200 Laser.** Photodynamische Therapie mit Bio-Stimulation. jetzt **EUR 2.190,00**



A Ausstellungsgerät
G Gebrauchtgerät

Telefon
0316
281616-0

www.
dentalbauer.at